


Поликлональное Антитело Против Gna13 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q14344

Артикул: CM0026448



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против GNA13 (α -13 субъединицы G-белка). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA, имеет перекрестную реактивность с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для изучения сигнализации Rho и механизмов инвазии раковых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	GNA13 кроличье пАб
Примечания/Альтернативные названия	G13; HG1N; GNA13
Вид	Человек
GeneID (человек)	10672
GeneID	10672
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-210 человеческого GNA13 (NP_006563.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14344
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Айс-пак