


Анти-Gna13 Кроличья Поликлональная Антитело Для Ihc-P - Q14344

Артикул: CM0019253



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против GNA13 (альфа-субъединица G-белка 13), валидированная для ИHC-P на тканях человека, мыши и крысы. Рекомбинантный полноцепочечный иммуноген; подходит для изучения сигнального пути GPCR-RhoA, метастазирования рака и биологии герминативных центров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNA13 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	GNA13; G13; альфа-субъединица G-белка 13
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10672
ID гена	10672
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-377 человеческого GNA13 (NP_006563.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14344
Молекулярный вес белка	33кДа/44кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент