


Кроличыи Поликлональные Антитела К Gna13 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14344

Артикул: CM0021917



введение

Кроличыи поликлональные антитела к GNA13 человека, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают GNA13 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения передачи сигналов G-белков, активации RhoA и метастазирования рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к GNA13
Примечания/Синонимы	G13; HG1N; GNA13
Вид	Человек
GeneID (человек)	10672
GeneID	10672
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 GNA13 человека (NP_006563.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14344
Молекулярная масса белка	44 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом