

Анти-Gna15 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P30679

Артикул: CM0024358

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого GNA15 (G-белок, альфа-субъединица 15), подходящие для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Полезны для изучения сигналинга GPCR в гемопоэтических клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNA15 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HG1L; GNA16; GNA15
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2769
ID гена	2769
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-374 человеческого GNA15 (NP_002059.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P30679
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом