

Анти-Gna15 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - P30679

Артикул: CM0021404

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к GNA15, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на белок G альфа-16 человека и мыши. Идеально подходит для исследований сигналинга GPCR, гемопоэза и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNA15 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	HG1L; GNA16; GNA15
Вид	Человек
GeneID (человек)	2769
GeneID	2769
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 112-374 человеческого GNA15 (NP_002059.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P30679
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом