


Анти-Gnai1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P63096

Артикул: CM0027553



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против GNAI1 (Gi, HG1B, NEDHISB). Обнаруживают человеческий, мышиный, крысиный белки. Подходят для вестерн-блоттинга и ИФА. Участвуют в сигнальной трансдукции GPCR, ингибируя аденилатциклазу. Молекулярная масса белка 40 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAI1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Gi; HG1B; NEDHISB; GNAI1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2770
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого GNAI1 (NP_002060.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63096
Молекулярная масса белка	40kDa
Доставка	Ледяной пакет