


Поликлональные Антитела Кролика К Gnai2 Для Wb, Elisa - P04899

Артикул: CM0025335



введение

Поликлональные антитела кролика к GNAI2 для вестерн-блоттинга и ИФА (ELISA), реагирующие с GNAI2 человека и мыши. Опосредуют передачу сигналов GPCR, ингибируют выработку цАМФ и играют роль в ангиогенезе и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAI2 кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2771
Идентификатор гена	2771
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-355 GNAI2 человека (NP_002061.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P04899
Молекулярная масса белка	40 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет