

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gnai2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - P04899

Артикул: CM0015191



введение

Кроличье поликлональное антитело против GNAI2 (G-белок, альфа-i2 субъединица), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Подходит для изучения передачи сигналов GPCR, ангиогенеза и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAI2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2771
ID гена	2771
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-355 белка GNAI2 человека (NP_002061.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04899
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом