

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Gnai3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P08754

Артикул: CM0014935



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому GNAI3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Направлены на эпитоп N-концевого участка белка. Подходят для исследования сигналинга GPCR и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAI3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	87U6, HG1A, ARCND1, ARCODS, GNAI3
Вид антигена	Человек
ИД гена	2773
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 1-100 человеческого GNAI3 (NP_006487.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08754
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	С пакетом со льдом