

Поликлональное Антитело Против Gnao1 Для ВБ, ИФ-И, Ифа — P09471

Артикул: CM0023393



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому GNAO1, подходит для ВБ, ИФ-И, ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Направлено на альфа-субъединицу G-белка o, участвующую в сигнализации GPCR и регуляции цАМФ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAO1 кроличье пАт
Примечания/Алиасы	GNAO; HG1G; DEE17; NEDIM; EIEE17; HLA-DQB1; G-ALPHA-o; GNAO1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2775
GeneID	2775
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 60–180 человеческого GNAO1 (NP_066268.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-И, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09471
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодильный пакет