

Поликлональные Антитела Против Gnao1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Ифа - P09471

Артикул: CM0023385

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GNAO1, подходящие для WB, IF-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Нацелены на альфа-субъединицу G-белка, участвующую в сигнальной трансдукции GPCR и регуляции цАМФ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAO1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GNAO; HG1G; DEE17; NEDIM; EIEE17; HLA-DQB1; G-ALPHA-o; GNAO1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2775
GeneID	2775
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 60-180 человеческого GNAO1 (NP_066268.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09471
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент