

Анти-Gnaq Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - P50148

Артикул: CM0002553

введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого GNAQ (G-альфа-q), валидированное для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сигнальных путей GPCR и sourcing диагностического сырья.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAQ кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	GAQ; SWS; CMAL; CMC1; G-ALPHA-q; GNAQ
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2776
GeneID	2776
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-150 человеческого GNAQ (NP_002063.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50148
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом