

Анти-Gnaq Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P50148

Артикул: CM0013332



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого GNAQ для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают GNAQ в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для исследований сигналинга GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAQ кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	GAQ; SWS; CMAL; CMC1; G-ALPHA-q; GNAQ
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2776
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-359 человеческого GNAQ (NP_002063.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50148
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Ледяной пакет