

Поликлональные Кроличьи Антитела К Gnas Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

Артикул: CM0028960

введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против человеческого GNAS, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают несколько изоформ GNAS, включая Gs-альфа и NESP55, с перекрестной реактивностью с мышью. Идеальны для исследований трансдукции сигнала и нейроэндокринной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAS кролик pAb
Примечания/Псевдоним	АНО; GSA; GSP; ПОН; GP5A; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2778
ID гена	2778
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GNAS (P63092).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
Молекулярный вес белка	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
Доставка	Сумка со льдом