


Кроличыи Поликлональные Антитела К Gnat1 Для Вб, Ифа - P11488

Артикул: CM0029637



введение

Кроличыи поликлональные антитела к GNAT1 (альфа-1 цепь трансдуцина), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с человеком, мышью и крысой. Подходят для исследований фото-трансдукции и сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAT1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	GBT1; HG1F; GNATR; CSNB1G; CSNBAD3; GNAT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2779
ID гена	2779
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 58-178 человеческого GNAT1 (NP_000163.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11488
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом