


Поликлональные Антитела Кролика Против Gnat3 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - A8Mtj3

Артикул: CM0021521



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого GNAT3, валидированные для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Распознают альфа-3 цепь густдучина, участвующую в трансдукции вкусовых сигналов и восприятию сахара в кишечнике. Перекрестно реагирует с материалами человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика к GNAT3
Примечания/Алиасы	GDCA; HG1E; GNAT3
Вид	Человек
ID гена (человек)	346562
ID гена	346562
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 60-130 человеческого GNAT3 (NP_001095856.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	A8MTJ3
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодильный пакет