

Поликлональные Антитела Против Gnaz Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P19086

Артикул: CM0017732



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GNAZ (Gz-альфа), трансдюсера в трансмембранной сигнализации. Валидированы для WB и ELISA, перекрестная реакция с мышью и крысой. Ожидаемая полоса ~41 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAZ Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HG1H; gz-alpha; GNAZ
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2781
ID гена	2781
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого GNAZ (NP_002064.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19086
Молекулярный вес белка	41kDa
Доставка	Сумка со льдом