


Поликлональное Антитело Против Gnb1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P62873

Артикул: CM0023067



введение

Кроличье поликлональное антитело к GNB1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с GNB1 человека и мыши. GNB1 является бета-субъединицей G-белка, необходимой для трансмембранной передачи сигнала, поэтому это антитело идеально подходит для исследований сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNB1 Кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	MDS; HG2A; MRD42; GNB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2782
GeneID	2782
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-340 GNB1 человека (NP_002065.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P62873
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементами