

Поликлональные Антитела Против Gnb1L Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Byb4

Артикул: CM0025247

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GNB1L, ключевого регулятора реакции на повреждение ДНК. Валидированы для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеальны для исследований сигналинга DDR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNB1L Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GY2; FKSG1; WDR14; WDVCF; DGCRK3; GNB1L
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54584
ID гена	54584
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-327 человеческого GNB1L (NP_443730.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYB4
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом