

Кроличыи Моноклональные Антитела К Gnb2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P62879

Артикул: CM0010726



введение

Кроличыи моноклональные антитела к GNB2, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с GNB2 человека, мыши и крысы, бета-субъединицей G-белка, участвующей в трансмембранной передаче сигнала. Идеальны для исследований трансдукции сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNB2 кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	SSS4, HG2C1, NEDHYDF, GNB2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2783
ID гена	2783
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 человеческого GNB2 (P62879)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62879
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом