

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gnb2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P62879

Артикул: CM0029304



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GNB2 (G-белок, бета-2 субъединица). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА и перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований передачи сигналов G-белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNB2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SSS4; HG2C1; NEDHYDF; GNB2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2783
ID гена	2783
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-340 человеческого GNB2 (NP_005264.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62879
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом