

Кроличья Поликлональная Антитело Против Gnb3 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P16520

Артикул: CM0015752

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против GNB3, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Реагирует с GNB3 человека, мыши и крысы — ключевой бета-субъединицей G-протеинов в сигнализации через GPCR. Идеально подходит для исследований трансдукции сигнала и заболеваний сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNB3 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	HG2D, CSNB1H, GNB3
Вид	Человек
ID гена (человек)	2784
ID гена	2784
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-340 человеческого GNB3 (NP_002066.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16520
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Ледяной пакет