

Поликлональное Антитело Против Gnb5 Для Вб, Ифа - O14775

Артикул: CM0031020



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому GNB5 (Gbeta5), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований в области нейронауки и сигналинга GPCR, проявляет перекрестную реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Оптимально для изучения активности белков RGS.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNB5 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	GB5, HG2E, IDDCA, LADCI, gbeta5, GNB5
Вид	Человек
ID гена (человек)	10681
ID гена	10681
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого GNB5 (NP_006569.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14775
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом