


Поликлональные Антитела Против Gne Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y223

Артикул: CM0024995



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против GNE (бифункциональная UDP-N-ацетилглюкозамин-2-эпимераза/N-ацетилманнозаминкиназа). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA, перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Идеальны для исследований биосинтеза сиаловой кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNE кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10020
GeneID	10020
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого GNE (NP_001121699.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y223
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	Сумка со льдом