

Кроличья Поликлональная Антитело К Gng10 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — P50151

Артикул: CM0027407

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело к GNG10, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает GNG10 человека, мыши и крысы — 7 кДа субъединицу G-белка, участвующую в трансмембранной передаче сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNG10 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	GNG10
Вид	Человек
GeneID (человек)	2790
GeneID	2790
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-68 GNG10 человека (NP_001017998.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50151
Молекулярная масса белка	7 кДа
Доставка	Хладоэлемент