

Поликлональные Антитела Против Gng3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P63215

Артикул: CM0025696

введение

CamelBio предлагает поликлональные кроличьи антитела против GNG3, валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают человеческий GNG3 с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеальны для исследований мембранной сигнализации и G-белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNG3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	HG3D; GNG3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2785
ID гена	2785
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P63215
Молекулярный вес белка	8кДа
Доставка	Сумка со льдом