

Поликлональная Антитела Кролика К Gng7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60262

Артикул: CM0014405

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к человеческому GNG7 (HG3B), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с белками мыши и крысы. Предсказанная молекулярная масса белка — 8 кДа. Идеально подходит для исследований сигнальных путей G-белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNG7 кролик pAb
Альтернативные названия	HG3B, GNG7
Вид	Человек
Идентификатор гена	2788
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-68 человеческого GNG7 (NP_443079.1).
Вид хозяина	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применения	ВБ (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
Аксессон UniProt	O60262
Предсказанная молекулярная масса	8 кДа
Условия транспортировки	Холодовой пакет