


Кроличье Поликлональное Антитело Против Gngt1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - P63211

Артикул: CM0018756



введение

Кроличье поликлональное антитело против GNGT1 (G-белок, связывающий гуаниновые нуклеотиды, гамма-субъединица T1) для Вестерн-блоттинга, IF-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными белками. Подходит для исследований трансмембранной передачи сигналов. P63211.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNGT1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	GNG1; HG3G1; GNGT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2792
ID гена	2792
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-45 белка GNGT1 человека (NP_068774.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P63211
Молекулярная масса белка	8 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом