

Кроличьё Поликлональное Антитело Anti-Gnl1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P36915

Артикул: CM0018945

введение

Кроличьё поликлональное антитело против GNL1 (HSR1), полученное с использованием рекомбинантного белка. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения GTP-связывающих белков и гистосовместимости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьё поликлональное антитело к GNL1
Примечания/синоним	HSR1, GNL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2794
GeneID	2794
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого GNL1 (NP_005266.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P36915
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Пакет со льдом