


Поликлональное Антитело Против Gnl3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bvp2

Артикул: CM0030755



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GNL3 (Нуклеостемина), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ELISA. Определяет нуклеоларный ГТФ-связывающий белок массой 62 кДа, участвующий в поддержании стволовых клеток и канцерогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к GNL3, кролик
Примечания/Альтернативные названия	NS; E2IG3; NNP47; C77032; GNL3
Вид	Человек
ID гена	26354
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого GNL3 (NP_996562.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BVP2
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом