


Поликлональное Антитело Против Gnmт Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q14749

Артикул: CM0025267



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GNMT, подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований метилирования глицина и метаболизма печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNMT Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HEL-S-182mP; GNMT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27232
GeneID	27232
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-295 человеческого GNMT (NP_061833.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14749
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом