


Анти-Gnpda1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P46926

Артикул: CM0018349



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против глюкозамин-6-фосфат дезаминазы 1, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный GNPDA1; получены с использованием N-концевого рекомбинантного белка. Для исследовательского использования при изучении гексозаминового пути и синтеза гиалуронана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNPDA1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	GPI, HLN, GNP1, GNPI, GNPDA, GNPDA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10007
GeneID	10007
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого GNPDA1 (NP_005462.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46926
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом