

Кроличья Поликлональная Антитела Против Gnpnat1 Для Вестерн-Блоттинга - Q96Ek6

Артикул: CM0018837



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GNPAT1 (N-ацетилтрансфераза глюкозамин-6-фосфата), валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Перекрестно реагируют с человеческим, мышинным, крысиным белком. Идеальны для исследований мембран аппарата Гольджи и эндосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNPNAT1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	GNA1; GNPAT; Gpnat1; RHZDAN; GNPAT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64841
ID гена	64841
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-91 человеческого GNPAT1 (NP_932332.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96EK6
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	В термосумке со льдом