


Поликлональные Антитела Anti-Gnrh1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P01148

Артикул: CM0029995



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GNRH1 (прогонадолиберин-1), подходят для Вестерн-блота, IF/ICC и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными GNRH1. Поддерживают исследования в области репродуктивной эндокринологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNRH1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	GRH; GNRH; LHRH; LNRH; GNRH1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	2796
ID гена	2796
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-92 человеческого GNRH1 (NP_001076580.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01148
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающим элементом