

Кроличье Поликлональное Антитело Против GnRh2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - O43555

Артикул: CM0030137

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GNRH2 (Прогонадолиберин-2), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к мышиным и крысиным белкам. Идеально для исследований в области репродуктивной биологии и гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNRH2 Кроличье пАт (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	GnRH-II; LH-RHIII; GNRH2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2797
GeneID	2797
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-120 человеческого GNRH2 (NP_001492.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	O43555
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом