

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Gnt-V/Mgat5 Для Wb И Elisa — Q09328

Артикул: CM0013663



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на GNT-V/MGAT5 (GlcNAc-T V), валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает белок у человека и мыши. Идеально подходит для исследований биосинтеза N-гликанов, клеточной сигнализации, адгезии и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело GNT-V/MGAT5
Примечания/синонимы	GNT-V; GNT-VA; MGAT5A; glcNAc-T V; GNT-V/MGAT5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4249
Идентификатор гена	4249
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 627–741 человеческого GNT-V/MGAT5 (NP_002401.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q09328
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет