

Поликлональные Антитела Anti-Golga1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, Ифа - Q92805

Артикул: CM0017044

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GOLGA1 (golgin-97).
Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA;
реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения трафика аппарата Гольджи и транспорта Е-кадгерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GOLGA1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	golgin-97; GOLGA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2800
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого GOLGA1 (NP_002068.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92805
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	В ледяном пакете