


Моноклональные Антитела Anti-Golga4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q13439

Артикул: CM0007456



введение

Кроличьи моноклональные антитела Anti-GOLGA4, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на белок транс-сетки аппарата Гольджи, участвующий в везикулярном транспорте. Идеально подходят для исследований аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GOLGA4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2803
GeneID	2803
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого GOLGA4. (NP_002069.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13439
Молекулярный вес белка	261 кДа
Доставка	В ледяном пакете