


Поликлональные Антитела Против Golga4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Исс, Ифа - Q13439

Артикул: CM0015775



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GOLGA4 (golgin-245, p230). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований трафика Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GOLGA4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2803
ID гена	2803
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого GOLGA4 (NP_002069.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13439
Молекулярный вес белка	261 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент