

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Golga5 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8Tba6

Артикул: CM0017993

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого GOLGA5 (Golgin-84) — мембранного белка аппарата Гольджи, участвующего в формировании стопок и ретроградном транспорте. Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Для исследований аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к GOLGA5
Примечания/синонимы	RFG5; GOLIM5; ret-II; GOLGA5
Вид	Человек
GeneID (человек)	9950
GeneID	9950
Иммуноген	Рекомбинантный белок (а.к. 1-300)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TBA6
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом