

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Golga7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Z5G4

Артикул: CM0023848



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GOLGA7 (GCP16), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживают как человеческий, так и мышинный GOLGA7, поддерживая исследования транспорта в аппарате Гольджи и пальмитоилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GOLGA7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GCP16; GOLGA7A; HSPC041; GOLGA3AP1; GOLGA7
Вид	Человек
ID гена	51125
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-134 человеческого GOLGA7 (NP_001167595.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q7Z5G4
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент