

Поликлональные Антитела Против Golgin-45 (Blzf1) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2G9

Артикул: CM0030613

введение

Поликлональные антитела, направленные против golgin-45 (BLZF1), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA; реагируют с человеческими и мышиными образцами. Необходимы для структуры аппарата Гольджи и транспорта из ЭПР в аппарат Гольджи, идеально подходят для исследований в клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BLZF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	JEM1, JEM-1, JEM-1s, GOLGIN-45, BLZF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8548
GeneID	8548
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-400 человеческого BLZF1 (NP_003657.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H2G9
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка со льдом