

Моноклональное Антитело К Golph2 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nbj4

Артикул: CM0006906



введение

Кроличье моноклональное антитело к GOLPH2, валидированное для WB, IF, IHC-P, ELISA. Распознает GP73/GOLM1 человека, мыши и крысы — белок мембраны аппарата Гольджи, уровень которого повышается при вирусном гепатите. Подходит для исследований заболеваний печени и биологии эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GOLPH2 Rabbit PolymAb®
Примечания/Синонимы	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51280
Идентификатор гена	51280
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-350 GOLPH2 человека (NP_057632.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NBJ4
Молекулярная масса белка	45 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом