

Поликлональное Антитело Против Golph2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nbj4

Артикул: CM0013483



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий GOLPH2 (GP73, GOLM1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований заболеваний печени и аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GOLPH2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Вид	Человек
GeneID (человек)	51280
GeneID	51280
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 112–401 человеческого GOLPH2 (NP_057632.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NBJ4
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом