

Анти-Gololp2 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q8Nbj4

Артикул: CM0002929



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого GOLPH2 (GP73), подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Масса целевого белка 45 кДа, SWISS Q8NBj4. Идеально подходит для изучения функции аппарата Гольджи и исследований биомаркеров вирусных заболеваний печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GOLPH2 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Вид	Человек
GeneID (человек)	51280
GeneID	51280
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого GOLPH2 (Q8NBj4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8NBj4
Масса белка	45 кДа
Доставка	Ледяной пакет