

Кроличья Поликлональная Антитело Против Golph2/Gp73 Для Вб — Q8Nbj4

Артикул: CM0027488



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому GOLPH2/GP73, валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ММК и ИФА. Реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Идеально подходит для исследований аппарата Гольджи и изучения биомаркеров заболеваний печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GOLPH2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Вид	Человек
ИД гена (человек)	51280
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 112–401 человеческого GOLPH2 (NP_057632.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ММК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NBJ4
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодовой пакет