


Поликлональное Антитело Anti-Golph3 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9H4A6

Артикул: CM0018637



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GOLPH3, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA; имеет перекрёстную реактивность с мышью и крысой. Подходит для изучения транспорта мембран аппарата Гольджи, миграции клеток и сигнального пути mTOR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GOLPH3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GOPP1, GPP34, MIDAS, Vps74, GOLPH3
Вид	Человек
GeneID (человек)	64083
GeneID	64083
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-298 человеческого GOLPH3 (NP_071413.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H4A6
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом