

Поликлональные Антитела Против Gorab Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q5T7V8

Артикул: CM0023053

введение

Кроличы поликлональные антитела против GORAB, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелены на человеческий и мышиный белок GORAB, белок аппарата Гольджи, участвующий в COPI-опосредованном транспорте и гликозилировании. Идеально подходят для применения в IVD и исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GORAB Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GO; NTKLBP1; SCYL1BP1; GORAB
Вид	Человек
ID гена	92344
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GORAB (NP_001139511.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5T7V8
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент