


Кроличья Поликлональная Антитела Против Gsr2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O14653

Артикул: CM0026298



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого GOSR2 (мембрин, GS27), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований транспорта в аппарате Гольджи и изучения SNARE-комплексов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GOSR2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	Bos1; EPM6; GS27; MYOS; GOSR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9570
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14653
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	В пакете со льдом