

Поликлональные Антитела Против Got1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17174

Артикул: CM0027481



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GOT1 (цитоплазматическая аспартатаминотрансфераза), подходящие для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. ~46 кДа. Идеальны для изучения метаболизма глутамата, нейропротекции и функции печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GOT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2805
ID гена	2805
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 244-413 человеческого GOT1 (NP_002070.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17174
Молекулярная масса белка	46kDa
Доставка	Сумка со льдом